


水中VOC监测系统

METHOD 502-2 *



3个解决方案 : 3 main solutions:

最多可监测60个组分: Up to 60 compounds with:

方案1 - 监测60个组分: 采用吹扫捕捉 + 两套水中VOC分析仪系统 (FID检测器)

1- 60 compounds : our purge & 2 Trap GC FID

方案2 - 监测50个组分: 采用吹扫捕捉 + 一套水中VOC分析仪系统 (FID检测器)

2- 50 compounds: our purge & trap 1 GC FID

方案3 - 监测30个组分: 采用吹扫捕捉 + 一套水中VOC分析仪系统 (PID检测器)

3- 30 compounds: our purge & Trap 1 GC PID

* PID/ELCD检测器也可选用
Method 524检测方法采用质量检测器

* PID/ELCD are also available
Method 524 with Mass Detector



airmoOzone Purge & Trap
A 52022-502

监测60个组分的分析仪
Model: 60 compounds